

MUESTRA DE SEMEN POST-VASECTOMÍA (PVSA)

Utilice la caja de devolución (**Return Box**) para MUESTRA de semen

Envíe la muestra **12 semanas**, y **20 eyaculaciones**, **DESPUÉS** de la vasectomía. Evite tener eyaculaciones por 2 días **ANTES** de obtener la muestra.

La caja está etiquetada para devolver a nuestra oficina. Asegúrese de aplicar **ESTAMPILLAS SUFICIENTES**, de lo contrario NO se entregará. Es mejor llevarla a la Oficina Postal (obtenga un **número de seguimiento** -Tracking Number)



Contenido de la caja:

1. **Vial** pequeño para la muestra (NO lavar, está recubierto con antibiótico)
2. **Pipeta** de plástico (para transferir la muestra de semen al vial)
3. **Bolsa** de laboratorio con etiqueta.

Cómo ENVIAR su muestra?

1. **LLENE la información** en la etiqueta de la bolsa de plástico
2. **RECOJA semen** en un recipiente limpio (ej. botella de medicamento)
3. **TRANSFIERA** el semen al vial con la pipeta de plástico
4. Cierre vial y coloque **DENTRO** de la balsa de laboratorio
5. Coloque la bolsa **DENTRO** de la caja de devolución, cierre y selle con cinta
6. Lleve la caja a la oficina postal y **PAGUE** el envío **ADECUADO**

* Si **PIERDE** su caja, podemos enviarle otra por un **costo de \$ 20**